

更多检测 更多爱

UPC检测指引
快速诊断肾脏情况

skyla VB1

兽医专用生化分析仪

宠物的最佳守护者

台湾光宝集团 (LITEON)

- 1975年：公司创建，光电产品、信息科技、储存装置、手持式机构件等皆居全球领先地位
- 2014年：自主知识产权全自动智能生化分析仪VB1上市
- 2017年：集团全球销售额：72亿美元
- 2018年：汤森路透《全球科技百强企业》
- 2018年：胰脏脂肪酶检测试剂盒火热上市

愿景：成为世界级卓越公司

使命：在我们从事的行业中成为领导者

信念：「客户满意」、「卓越的执行力」、「创新」与「诚信」



北京中联保科技有限责任公司

地址：北京市海淀区学院南路68号吉安大厦A-803室

电话：010-56421996 62115080


18611552845 18632680312 18610012562


15232788878 18600645689 18611557524

网址：www.bjccac.com

尿蛋白质与肌酸酐比 UPC 检测指引

- 天亮VB1定量尿液蛋白质与肌酸酐比(UPC)检测,可帮助医生在动物得到氮血症之前,检测肾脏相关疾病。并可定期使用以监控动物肾脏疾病的治疗过程及反应,帮助医生有效地评估疾病的状况。
- 当兽医师经过动物病史以及物理上的检查。再加以血液常规、生化、尿分析(检查尿渣和比重)等检查后,可进一步诊断肾脏的状况。
- 尿液检验需在30分钟内完成,超过时间检验结果则会不准。





注:

- 动物的尿比重与其饮水量有关, 尿比重需要多次检验才具参考价值。
- 动物尿比重下降也可能与慢性的肾脏疾病, 肾上腺功能亢进, 子宫蓄脓等有关。
- 尿比重上升也可能代表动物具有脱水, 下痢, 失血等情形。