

超越不仅仅是品质
EXCEED IN QUALITY AND MORE

AUA-1811

动物尿液化学分析仪



中 联 动 保

China Combine Animal Care Ltd.



AUA-1811

动物尿液化学分析仪 Urine Analyzer



测试项目 葡萄糖GLU、胆红素BIL、酮体KET、比重SG、潜血BLD、酸碱度PH、蛋白质PRO、尿胆原URO、亚硝酸盐NIT、白细胞LEU、抗坏血酸VC

检测方式 干化学试纸条法

检测原理 双波长反射系数法

光源 高亮度冷光源，使用寿命长，灵敏度高，重复性好

测试波长 520nm, 640nm, 660nm

测量模式 单步测量和连续测量两种模式可选

测试速度 100条/小时

显示屏 大屏幕高亮度液晶显示屏

操作语言 中、英文两种操作语言可选

结果储存 自动储存2000个病人数据，断电自动储存测量数据

接口 标准RS-232接口，可外接电脑工作站和打印机，打印标准报告

打印机 内置并行高速热敏打印机，也可外接打印机，并可打印中、英文报告单

报告方式 半定量及定性结果报告

结果单位 SI国际单位、常规单位二种单位制可选

状态监测 开关机自动自检，故障自动识别，自动报警

工作环境 温度：10℃~30℃；相对湿度：≤70%

电源 电压范围100-240V、50/60Hz电压自适应

功率 80VA

更专业 · 更专心 · 更专注



www.bjccac.com

13701117999, 13488685080, 18632680312,
18610012562, 18611557524, 18519026705,
15232788878, 18600645689, 010-56421996

